

1. サーマルサイクラーの構成品リスト

- ① マニュアル（1部）
- ② 本体及び電源コード（1台）
- ③ 運搬用段ボール（1本）
- ④ 運搬用梱包材（左右、計2個）



2. 使用にあたっての注意事項

- 付属の説明書に従って使用してください。
- プログラム以外の設定は変更しないでください。
- 低温（5℃以下）でのホールドは、**結露による故障の原因**になりますのでやめてください。
- 必ず**空調のきいた実験室**で使用してください。
- 運搬用の段ボールは解体しないでください。
- 移動時も含め本体に衝撃を与えないでください。